

柯达 DRYVIEW 激光成像胶片 DVB+

帮助您快速提高诊断可靠性



柯达 DRYVIEW DVB+ 激光成像胶片可以在更低噪音下记录更好的图像，更好的密度均一性，以及提高细节的可见度，帮助您大幅度提高诊断可靠性。目前，柯达 DRYVIEW DVB+ 胶片有多种的胶片尺寸可供选择。使用柯达 Daylight 胶片暗盒，装载变得快捷、简单，装载只需不足 10 秒钟的时间。

出色的诊断图像

- 由于乳剂的噪音降到最低并且密度均一性得到改善，所以图像信息可更易识别。
- 使用柯达 DRYVIEW 8900 激光成像仪可以使胶片的最大密度达到最高 (3.3)。

一种胶片可用于所有柯达 DRYVIEW 激光成像仪

- 由于这种胶片是被设计成用于所有柯达 DRYVIEW 激光成像仪的，所有这个胶片排除了双重存货管理。
- 柯达 DRYVIEW DVB+ 胶片是一种高分辨率，红外线敏感的激光干式胶片，不需要胶片洗片机。

只需10秒轻松完成暗盒装载

- 胶片暗盒装载只需 10 秒钟 — 不需要剪掉或者处理袋子。在装载新胶片暗盒时也不需要进行手动调整。
- 暗盒识别技术使得柯达 DRYVIEW 激光成像仪可以识别胶片的类型、尺寸、批号，以及剩余的张数。

彻底解放您的双手

- 柯达 DRYVIEW DVB+ 胶片与柯达 DRYVIEW 激光成像仪相匹配，使得自动图像质量控制 (AIQC) 成为可能。
- AIQC 可以校准系统使质量最优化，也可以帮助保证对比度和密度与使用者事先调整的参数保持一致。
- 质量控制无需操作者干预，提高了医生的工作效率。

柯达 DRYVIEW 激光成像胶片 DVB+

胶片的储存和处理

- 和其他摄影胶片或者数据存储材料一样，柯达 DRYVIEW DVB+ 胶片在储存和处理过程中需要小心。为了确保直到产品有效期结束，胶片包内的数据都是一致的，柯达 DRYVIEW DVB+ 胶片需要保存在凉爽、干燥的环境中(41°F / 5°C 到 77°F / 25°C)，并且要保护胶片远离辐射和化学烟雾。
- 使用美国国家标准协会 (ANSI) 和 ISO 方法进行的试验显示，如果保存在 ANSI 建议的温度下(最高 77°F / 25°C)，柯达 DRYVIEW DVB+ 胶片可以存储超过 100 年——这远超出了在肿瘤学和小儿科的应用。

用于成像的五种胶片尺寸及其应用

- 从下面五种规格胶片尺寸中选择适合您柯达 DRYVIEW 激光成像仪和图像应用的胶片：
 - 14 x 17 - in, (35 x 43 - cm)
 - 14 x 14 - in, (35 x 35 - cm)
 - 11 x 14 - in, (28 x 35 - cm)
 - 10 x 12 - in, (25 x 30 - cm)
 - 8 x 10 - in, (20 x 25 - cm)
- 用于乳腺摄影的特殊的柯达 DRYVIEW DVM 成像胶片拥有更高的最大密度，因此提供了更广的动态范围和终生存档性。



锐珂医疗

有关产品资料，可向下列办事处索取。详情请登陆 <http://www.carestreamhealth.com>

迅速高效的金牌客服热线：800 820 5800 / 400 820 5800

上海办事处
上海市浦东新区金桥路27号，
金桥软件园4号楼2楼
邮编：201206
电话：(021) 50308810
传真：(021) 33820071

北京办事处
北京朝阳区光华路1号
嘉里中心北座九层
邮编：100020
电话：(010) 65616561
传真：(010) 85298131

广州办事处
广东省广州市越秀区
中山六路232-235号
越秀新都会塔楼东座17A01室
邮编：510180
电话：(020) 81093308
传真：(020) 81094660

成都办事处
四川省成都市青羊区文武路9号
光大金融中心7楼E1-02
邮编：610017
电话：(028) 86786023
传真：(028) 86511849

武汉办事处
湖北省武汉市汉口建设大道568号
新世界国贸大厦2座806室
邮编：430022
电话：(027) 85267767
传真：(027) 85743729

青岛办事处
山东省青岛市香港中路6号
世界贸易中心A座608室
邮编：266071
电话：(0532) 85716860
传真：(0532) 85715306

南京办事处
江苏省南京市中山南路49号
商贸世纪广场24层
邮编：210005
电话：(025) 86893222
传真：(025) 86893232

西安办事处
陕西省西安市南大街30号
西安中大国际大厦C座502室
邮编：710002
电话：(029) 87203211
传真：(029) 87203233

沈阳办事处
辽宁省沈阳市和平区
和平北大街78号鸿运大厦802室
邮编：110003
电话：(024) 23255856,
23255056, 23255708,
23260718
传真：(024) 23260816

济南办事处
山东省济南市榜棚街1号
济南华鲁大厦420室
邮编：250011
电话：(0531) 86031982,
86020169, 86022350,
86020311, 86031307
传真：(0531) 86022181

郑州办事处
河南省郑州市中原西路220号
裕达国贸银座商务区2618室
邮编：450007
电话：(0371) 67717772
传真：(0371) 67942333

哈尔滨办事处
哈尔滨市南岗区松花江路15号
华联大厦1808室
邮编：150006
电话：(0451) 55607370
传真：(0451) 55607376

石家庄办事处
河北省石家庄北小街6号
太和大厦2516室
邮编：050000
电话：(0311) 85272742, 85272743
传真：(0311) 85272741

杭州办事处
浙江省杭州市滨江区江南大道
480号滨海大厦1807室
邮编：310053
电话：(0571) 85068191
传真：(0571) 85154203

合肥办事处
安徽省合肥市寿春路156号
古井百花大厦A座1707室
邮编：230011
电话：(0551) 2657930, 2657932
传真：(0551) 2657931

南昌办事处
江西省南昌市北京西路88号
江信国际大厦1313室
邮编：330046
电话：(0791) 6304725
传真：(0791) 6304525

长沙办事处
湖南省长沙市劳动西路215号
湖南佳程酒店写字楼1402室
邮编：410007
电话：(0731) 4113652, 4152237
传真：(0731) 4150084

福州办事处
福建省福州市五一中路88号
平安大厦23楼81单元
邮编：350005
电话：(0591) 83362212, 83362186
传真：(0591) 83362150

南宁办事处
广西省南宁市民族大道16号
环球时代1901室
邮编：530012
电话：(0771) 2828623
传真：(0771) 2828691

重庆办事处
重庆市渝中区青年路7号
时代豪苑D座第16层03号
邮编：400010
电话：(023) 63808833
传真：(023) 63805822

昆明办事处
云南省昆明市五华区东风西路
162号电子大厦写字楼1905号
邮编：650031
电话：(0871) 3617772, 3617773,
3617775
传真：(0871) 3617774

乌鲁木齐办事处
新疆乌鲁木齐市西北路39号
新疆银都酒店231, 232, 236室
邮编：830000
电话：(0991) 4580502
传真：(0991) 4580568



The innovation powering **Kodak** health products